



## Elettrodo ad anello Au separato

6.0352.100

Questo elettrodo ad anello in oro va utilizzato con un elettrodo di riferimento ( $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$  come elettrolita di riferimento) ed è adatto per le titolazioni redox, come ad es.

- Titolazioni con  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
- Titolazioni in presenza di cromo e ferro

Parti incluse 6.0352.100

| Qt.   | Order no.  | Descrizione                                 |
|-------|------------|---------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.1236.050 | Giunto conico SGJ 14/12 mm                  |
|       |            | Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene |



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.0750.100 | <p>Elettrodo di riferimento LL ISE</p> <p>Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction.</p> <p>Questo elettrodo di riferimento è perfetto per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• applicazioni automatiche</li><li>• misure di ioni</li><li>• titolazioni di surfattanti</li></ul> <p>Il diaframma a smeriglio insensibile allo sporco garantisce un efflusso di elettroliti costante e riproducibile. Inoltre l'elettrolita di riferimento ha una stabilità del segnale ancora migliore. Il sensore viene fornito con c (KCl) = 3 mol/L come elettrolita intermedio, il quale tuttavia può essere scelto liberamente e sostituito.</p> |    |
| 6.0726.100 | <p>Elettrodo RE Ag/AgCl (Lunghezza 12,5 cm)</p> <p>Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction, lunghezza di inserimento 10 cm.</p> <p>Il giunto conico 14/15 consente un montaggio rapido e il diaframma flessibile a smeriglio insensibile allo sporco può essere sostituito in qualsiasi momento. L'elettrolita di riferimento e intermedio possono essere scelti liberamente a seconda dell'utilizzo e sono facili da sostituire. Questo sensore viene fornito senza riempimento con l'elettrolita.</p>                                                                                                                                     |   |
| 6.2104.020 | <p>Cavo per elettrodo 1 m, F</p> <p>Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ , 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)

