



Set di accessori modulo pompa "peristaltico" (2 canali)

6.05001.010

Il set di accessori contiene tutti i componenti necessari per il collegamento con tubi di una pompa di lavaggio e di una di aspirazione sul modulo pompa "peristaltico". Sono compresi, oltre ai tubi preconfezionati con connettore Luer, anche due clip per ognuno e tubi di pompaggio.

Parti incluse 6.05001.010

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.01801.020	Tubo di pompaggio Pharm-A-line per modulo pompa peristaltico

Il tubo di pompaggio è già provvisto di adattatori che consentono il montaggio diretto nella pompa peristaltica del modulo pompa. Il tubo di pompaggio Pharm-A-line è per il trasporto di soluzioni acquose e non acquose e deve essere usato in combinazione con la clip bianca nel modulo pompa.



1 PCS

6.01805.100

Tubo in PTFE con Luer 60 cm

Tubo per il collegamento della pompa peristaltica del modulo pompa 1 o 3 con il distributore (lavaggio) sul modulo Pick&Place.



1 PCS

6.01805.110

Tubo in PTFE con Luer 80 cm

Tubo per il collegamento della pompa peristaltica del modulo pompa 2 o 4 con il distributore (aspirazione) sul modulo Pick&Place.



2 PCS

6.01805.120

Tubo in PTFE con Luer 2,5 m

Tubo per il collegamento della pompa peristaltica nel modulo pompa con la bottiglia.



1 PCS

6.02621.030

Strumento Luer

Questo strumento facilita l'applicazione e lo smontaggio di connessioni Luer Lock. Può essere applicato sul connettore Luer Lock e, grazie alla sua forma, facilita l'applicazione dei tubi provvisti di connettori Luer Lock.



2 PCS

6.02703.000

Clip bianca per modulo pompa "peristaltico"

Tramite la clip, il tubo di pompaggio viene fissato e assicurato nel modulo pompa "peristaltico".



1 PCS

6.02704.000

Clip del tubo per stazione di lavoro (10 pz.)

Per il fissaggio di tubi in PVC o PTFE che portano alla stazione di lavoro.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1828.000	Connessione in PVDF Per recipiente 6.1621.000.


