



Elettrodo a vetro sodio-selettivo

6.0501.100

Elettrodo a vetro con membrana di vetro sodio-selettiva e giunto conico.

Questo elettrodo iono-selettivo va utilizzato insieme a un elettrodo di riferimento ed è adatto per:

- Misure di ioni di Na^+ (10^{-5} fino a 1 mol/L)
- Titolazioni

Questo elettrodo è adatto anche a matrici difficili, come succhi di frutta/verdure, e a campioni contenenti clorato o perclorato.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



6.0750.100

Elettrodo di riferimento LL ISE

Elettrodo di riferimento argento/cloruro di argento con sistema Double-Junction.

Questo elettrodo di riferimento è perfetto per:

- applicazioni automatiche
- misure di ioni
- titolazioni di surfattanti



Il diaframma a smeriglio insensibile allo sporco garantisce un efflusso di elettroliti costante e riproducibile. Inoltre l'elettrolita di riferimento ha una stabilità del segnale ancora migliore. Il sensore viene fornito con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ come elettrolita intermedio, il quale tuttavia può essere scelto liberamente e sostituito.
