




OMNIS IC-Ausr.: MIDT-UF, PP/DD

Parti incluse

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	4 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Kit di accessori: bottiglia OMNIS IC, PP, 2 L Set di accessori OMNIS IC per l'installazione della bottiglia di reattivo sul Reagent Organizer/Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

2 PCS

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



6.2744.320

Accoppiamento in PEEK M6 / UNF 10/32

2 PCS

Collega tubi di trasferimento (M6) con capillari (UNF 10/32)



6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm

1 PCS



6.1831.060

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 1 m

1 PCS

Per dialisi in linea e per Sample Changers. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



6.1831.050


Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 40 cm

1 PCS

Per dialisi in linea e per autocampionatori. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact Autosampler

6.2744.034


Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

1 PCS

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.

6.2744.080


Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

1 PCS

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.

6.2744.200


Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6


1 PCS

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)

6.01532.140

LQH-Transferschlauch, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01532.130

Transferschlauch 5 mL, FEP, AD 1/8"


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.240

PEEK Kapillare 0.75 mm i.d. / 140 cm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

Cella di ultrafiltrazione 2

1 PCS



Per l'ultrafiltrazione in linea di campioni insieme allo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus. Come alternativa alla filtrazione manuale complessa con filtro per siringa.

6.2714.020

Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,2 µm, 50 pz. 1 PCS

Grandezza nominale dei pori: 0,2 µm. Set da 50 pezzi. Per filtrazione in linea.



6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m

1 PCS



6.2744.000

Viti di fissaggio in PVDF

1 PCS

Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea (connessioni dei capillari in PTFE)



6.2831.010

Pinze in plastica

1 PCS

Per membrane di filtrazione e di dialisi



6.1903.000

Barra di agitazione/8 x 3 mm

1 PCS

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza di 8 mm e diametro di 3 mm.

