




OMNIS IC-Ausr.: UF-MiPT, PP/DD

Parti incluse

Order Number	Descrizione	Quantità
6.02744.010	flanschlose Verschraubung M6, 1/8", 2 Stk.	2 PCS
		
6.01815.000	Spiralband, 3-15 mm, 0.5 m	1 PCS
		
6.05000.010	Kit di accessori: bottiglia OMNIS IC, PP, 2 L Set di accessori OMNIS IC per l'installazione della bottiglia di reattivo sul Reagent Organizer/Reagent Organizer Liquid Control.	1 PCS
		

6.2744.070

Viti di fissaggio corte

2 PCS

Versione corta. Con connessione UNF 10/32. 5 pezzi. Parti di ricambio per testa della pompa in PEEK.



6.2744.040

2 accoppiatori UNF 10/32

1 PCS

Per collegare capillari da 1/16 in. Per gli strumenti IC



6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm

1 PCS



6.1831.060

Capillare in PEEK 0.5 mm i.d., 1 m

1 PCS

Per dialisi in linea e per Sample Changers. Per IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

1 PCS

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per apparecchiature IC con pompa peristaltica.



6.1825.290

Loop di campionamento in PEEK 250 µL

1 PCS

Loop di campionamento per «Metrohm intelligent Partial Loop Technique (MiPT) e per PILS (particle into liquied sampler). Mit 2 viti a pressione in PEEK.



6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6

1 PCS


Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



6.01562.100

Transferkapillare 2 mL, PEEK


1 PCS



6.01805.400

FEP-Schlauch M6, 1/8" x 1.59 mm, 3 m


1 PCS



6.01826.020

Pumpschlauch, ID 1.0 mm, weiss - weiss


1 PCS



6.01831.220

PEEK-Kap. FILTRATE OUT - INJ, 800/0.5 mm


1 PCS



6.01831.210

PEEK Kap. PP - SAMPLE IN, 450/0.5 mm

1 PCS



6.02729.110

**Cella di ultrafiltrazione 2**

1 PCS

Per l'ultrafiltrazione in linea di campioni insieme allo strumento 858 Professional Sample Processor/919 IC Autosampler plus. Come alternativa alla filtrazione manuale complessa con filtro per siringa.

6.2714.020

**Membrana di filtrazione in cellulosa rigen., 0,2 µm, 50 pz.**

1 PCS

Grandezza nominale dei pori: 0,2 µm. Set da 50 pezzi. Per filtrazione in linea.

6.1831.180

**PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m**

2 PCS

6.2744.000

**Viti di fissaggio in PVDF**

1 PCS

Con connessione UNF 10/32. Per gli strumenti IC, dialisi in linea (connessioni dei capillari in PTFE)

6.2831.010



Pinze in plastica

1 PCS

Per membrane di filtrazione e di dialisi