



Equipaggiamento KFC per OMNIS Coulometer con elettrodo generatore senza diaframma

6.05406.010

Kit di accessori completo per la titolazione Karl Fischer coulometrica.

Parti incluse 6.05406.010


Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.00349.100	Elettrodo generatore senza diaframma

Elettrodo generatore senza diaframma per titolazioni Karl Fischer coulometriche, giunto conico 29/22. Questo elettrodo generatore è adatto alla maggior parte delle applicazioni nelle quali il campione è ben solubile in alcol.

Questo elettrodo prevede un attacco del cavo piegato verso l'alto.



Supporto per cella di titolazione per il fissaggio di una cella di titolazione coulometrica a un OMNIS Coulometer o un OMNIS Coulometer Module



Cavo per il collegamento di un elettrodo analogico polarizzabile (testa a spina G) a un modulo di misura analogico di OMNIS.



Elettrodo indicatore utilizzato per la titolazione Karl Fischer coulometrica.



Per KF-Coulometer.



1 PCS

6.1437.000

Stopper SGJ SGJ 14



2 PCS

6.1448.020

Setti da 16 mm, 5 pezzi

Set di 5 unità.



1 PCS

6.1464.320

Cella di titolazione KF / 80-250 mL / coulometrico



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



1 PCS

6.2104.620

Cavo dell'elettrodo/0,65 m/H

Con spina H, per il collegamento elettrodo generatore - coulometro



1 PCS

6.2701.040

Tappo a vite GL 18 con foro

In PBT. Con foro per il setto 6.1448.020. Per la cella senza diaframma 6.5405.000 e recipienti di titolazione 6.1464.32X e 6.1465.320.



2 PCS

6.2713.000

Manicotto in PTFE NS14

Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 14.



1 PCS

6.2713.010

Manicotto in PTFE NS29

Manicotto per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 29.



Per il collegamento del giunto privo di grasso con giunto conico NS 19.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2811.000	Setacci molecolari Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.	
6.2811.010	Setaccio molecolare (US) Setaccio molecolare. Bottiglia da 250 g. Grandezza dei pori: 0,3 nm. Senza indicatore di umidità. Per Rancimat e strumenti Karl-Fischer. Questo prodotto è destinato a tutti gli utenti residenti negli Stati Uniti. Il materiale è classificato come pericoloso negli Stati Uniti secondo lo standard OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).	