



## Metrosep A Supp 5 - 150/2,0

6.1006.220

La versione Microbore della Metrosep A Supp 5 - 150 si contraddistingue per le eccellenti proprietà di separazione. La dimensione delle particelle di 5 µg contribuisce decisamente alla prestazione di separazione di questa colonna. La Metrosep A Supp 5 - 150/2,0 offre una combinazione ottimale di selettività e capacità con cui è possibile risolvere compiti di separazione complessi in breve tempo. Le colonne di separazione da 2 mm Metrosep A Supp 5 sono dello stesso materiale delle rispettive colonne di separazione da 4 mm. La versione da 150 mm di questo tipo di colonna viene impiegata per applicazioni universali con basso utilizzo di eluente.

Grazie alla ridotta portata di eluente, questa colonna è particolarmente adatta per l'accoppiamento IC-MS.

### Accessori opzionali

| Order no. | Descrizione |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

La Metrosep A Supp 5 Guard/2,0 protegge efficacemente la variante da 2 mm della colonna anionica IC Metrosep A Supp 5 e 7 da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente.

Contiene lo stesso materiale di separazione della colonna Metrosep A Supp 5, è anche questa in PEEK e viene montata direttamente sulla colonna di separazione per ridurre al minimo il volume morto («On Column Guard System»). La precolonna estende la durata della colonna analitica e non ha praticamente alcun effetto sulle sue prestazioni di separazione cromatografica. Il prezzo accessibile e la facilità d'uso rendono vivamente raccomandato l'uso della A Supp 5 Guard/2,0.



La Metrosep A Supp 5 S-Guard/2,0 protegge efficacemente la variante da 2 mm della colonna anionica IC Metrosep A Supp 5 e 7 da contaminanti presenti nel campione o nell'eluente.

Contiene lo stesso materiale di separazione della colonna Metrosep A Supp 5, è anche questa in PEEK e viene collegata con la rispettiva colonna di separazione tramite collegamento capillare. La precolonna estende la durata della colonna analitica e non ha praticamente alcun effetto sulle sue prestazioni di separazione cromatografica. Per via del prezzo accessibile e della facilità d'uso, è vivamente raccomandato l'uso della precolonna A Supp 5 S-Guard/2,0.

