



Super-Sep - 100/4,6

6.1009.000

Oltre alle analisi degli anioni standard senza soppressione chimica, questa colonna può essere utilizzata per una gamma di applicazioni speciali. Con la colonna anionica Super-Sep IC - 100/4,6 e un eluente alcalino è possibile rilevare il fosfato. Formiato, acetato e fluoruro possono essere separati con un eluente adeguato. In generale si tratta di una colonna con eccellenti caratteristiche di separazione.

Parti incluse 6.1009.000

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.2744.060	Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1009.010	Super-Sep Guard/4,6 Per proteggere la colonna analitica Super-Sep - 100/4,6

