




Elettrodo Multi-Mode pro

6.1246.120

Elettrodo in mercurio per la voltammetria. Può essere utilizzato come DME, SMDE o HMDE.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1226.030	Capillare a goccia di mercurio (non silanizzato) per MME

Capillare a goccia di mercurio non silanizzato (10 pezzi) con due guarnizioni in silicone.



6.1226.050

Capillare a goccia di mercurio (silanizzato) per MME

Elettrodo a goccia di mercurio silanizzato (10 pezzi) inclusi 2 guarnizioni di silicone.



6.1247.020

Aghi per MME

Aghi per il Multi Mode Electrode (3 pezzi).



6.1247.110

Tappo a vite per apertura riempimento del mercurio, per MME pro



6.1247.120

Vite d'arresto per i capillari del MME pro



6.1247.140

Porta-ago per MME



6.1247.150

Guarnizione di silicone, verde, 13,9 mm, per MME pro



6.1247.210

Anello di montaggio per porta-ago per MME



6.1247.220

Chiave per MME



6.2615.130

Stand per elettrodo per MME pro

Stand per elettrodo per il riempimento e la conservazione di Multi-Mode Electrode pro.



6.2112.130

Adattatore spina di contatto 5,5 mm / contatto a vite, dorato

Per elettrodi VA

