



Beaker per campioni in plastica (PP) da 250 mL, 1 pezzo

6.1453.250

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2037.070	Coperchio con foro per beaker per campione da 250 mL Coperchio con foro utilizzato nel sistema Soliprep per il pre-lavaggio dei filtri per siringa nel beaker speciale.



6.2041.310

Rack dei campioni, 12 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.400

Rack dei campioni, 126 x 11 mL e 2 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 126 provette e 2 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni e le seguenti provette: 6.2743.050, 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250, 6.2743.047, 6.2743.040.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.510

Rack dei campioni, 56 x 11 mL e 1 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor adatto a 56 vial e 1 flacone per risciacquo. Possono essere utilizzati i seguenti vial e flaconi per risciacquo: tubi di digestione (CSB) da 100 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.820

Rack dei campioni, 28 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 28 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2068.020

Rack dei campioni, 24 x 120 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 815 Robotic Soliprep adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2068.030

Rack dei campioni, 10 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 815 Robotic Soliprep adatto a 10 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.



6.2037.060

Coperchio per beaker per campioni da 250 mL

Coperchio per recipienti per campioni da 250 mL impiegato con il braccio orientabile Dis-Cover su Sample Processor.



6.1458.010

Testa di titolazione, aperture 6 x SGJ 14 e 3 x SGJ 9

Con aperture 6xSGJ 14 e 3x SGJ 9.



6.1909.010

Elica di agitazione/ 87 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 96 mm.
Da usare con i beaker degli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer

