



Beaker per campioni monouso in plastica (PP), 200 mL, 1.000 pezzi

6.1459.310

Beaker per campioni monouso in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto a rack dei campioni OMNIS 6.02041.020, rack dei campioni 6.2041.370 e 6.2041.830, 1.000 pezzi.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.02601.020	Dita di presa 50 - 72 mm

Dita di presa per OMNIS Sample Robot Pick&Place per prendere i recipienti del campione con un diametro esterno da 50 a 72 mm.



6.01404.020 Adattatore per beaker per campioni da 200 mL


Adattatore per beaker per il centraggio del beaker per campioni da 200 mL sulla slitta del modulo Pick&Place.



6.02041.020 Rack dei campioni OMNIS, 9 x 200 mL, (PP)

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Pick&Place adatto a 9 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: polipropilene (PP)



6.01403.060 Testa di titolazione 3xNS14/4x6,4 mm per beaker monouso da 200 mL (P&P)

Testa di titolazione con 3 aperture NS14 e 4x 6,4 per l'impiego dei beaker monouso in PP da 200 mL (6.1459.310) o dei beaker in vetro da 150 mL (alti, senza beccuccio) nei moduli Pick&Place dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place con due punte di dosaggio retratte. Preparata per l'equipaggiamento con tubi di lavaggio e scarico.



6.2041.370 Rack dei campioni, 14 x 200 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 14 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.2041.830

Rack dei campioni, 28 x 200 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler "Basic" adatto a 28 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.310.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



6.1458.010

Testa di titolazione, aperture 6 x SGJ 14 e 3 x SGJ 9

Con aperture 6xSGJ 14 e 3x SGJ 9.



6.1909.010

Elica di agitazione/ 87 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 96 mm.
Da usare con i beaker degli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer



6.1909.020

Elica di agitazione/ 95 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 104 mm. Da usare con i beaker degli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer



6.1909.040

Elica di agitazione/ 93 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 102 mm. Da usare con le celle di titolazione con SGJ 14/15 e gli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer



6.02064.020

Dispositivo di fissaggio per beaker per campioni da 200 mL

Dispositivo di fissaggio per beaker per campioni da 200 mL nelle dita di presa dell'OMNIS Sample Robot Pick&Place.

