



Bottiglia PE 125 mL per IC

6.1627.000

Questa bottiglia viene impiegata nella diluizione completamente automatica.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.9920.255	Rack dei campioni 25 x 60 mL + 10 x 125 mL Rack dei campioni a più file per 25 campioni in beute per coltura cellulare Corning® da 60 mL e 10 campioni in bottiglie in PE da 125 mL (6.1627.000). Rack dei campioni dedicato per analisi delle tracce, per esempio nella centrale elettrica.



6.02743.100

Tappo a vite senza setto, DI 14,2 mm

Il tappo a vite senza setto è utilizzabile in combinazione con la bottiglia PP, 50 mL (6.02743.030). Il tappo con perforazione (6.2743.070) si inserisce nel foro e chiude la bottiglia. Ciò rappresenta un'opzione di chiusura perfetta qualora si utilizzi l'ago standard (6.2846.010) sullo strumento 858 Professional Sample Processor.



6.02743.090

Tappo a vite con setto

Il tappo a vite con setto è perfetto per mantenere i campioni e gli standard per un periodo prolungato. Tappo a vite con setto per bottiglia in PP, da 50 mL (6.02743.030); bottiglia in PE, da 125 mL (6.1627.000) e bottiglia in PE da 50 mL (6.1608.100).

Con 858 Professional Sample Processor è necessario montare l'ago per campioni rivestito in acciaio (6.2624.200) oppure l'ago pick-up (6.2624.100) per bucare il setto.

