



Tappo a vite con setto, analisi delle tracce

6.1627.100

La chiusura a vite Septum è ideale per l'analisi delle tracce a causa della contaminazione trascurabile attraverso il setto. È perfetta per mantenere gli standard per un periodo prolungato. Chiusura a vite Septum per bottiglia in PE, 125 mL (6.1627.000) e bottiglia in PE, 50 mL (6.1608.100).

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1627.000	Bottiglia PE 125 mL per IC

Questa bottiglia viene impiegata nella diluizione completamente automatica.



6.1608.100

Flacone in PE 50 mL

Flacone per l'Extension Module Liquid Handling.



6.2072.000

Adattatore per bottiglie da 6.1627.000 a 6.2041.440

L'adattatore per bottiglie consente di collocare la bottiglia in PE da 125 mL sul rack dei campioni 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).



6.02743.030

Bottiglia PP, 50 mL, 12 pezzi

Le bottiglie da 50 mL sono realizzate in plastica polipropilene (PP) e sono utilizzabili per campioni, standard, standard di controllo e soluzioni di lavaggio. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca. Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.

