



Rack dei campioni, 159 x 2 mL e 3 x 300 mL, (PVC)

6.2041.480

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor adatto a 159 vial e 3 flaconi per risciacquo. Possono essere utilizzati i seguenti vial: 2 mL (Eppendorf), 6.1608.080, 6.1627.000.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1608.080	Bottiglia / 300 mL
	Recipiente di lavaggio per IC Sample Processors.



6.1627.000

Bottiglia PE 125 mL per IC

Questa bottiglia viene impiegata nella diluizione completamente automatica.



6.1627.100

Tappo a vite con setto, analisi delle tracce

La chiusura a vite Septum è ideale per l'analisi delle tracce a causa della contaminazione trascurabile attraverso il setto. È perfetta per mantenere gli standard per un periodo prolungato. Chiusura a vite Septum per bottiglia in PE, 125 mL (6.1627.000) e bottiglia in PE, 50 mL (6.1608.100).



6.2072.000

Adattatore per bottiglie da 6.1627.000 a 6.2041.440

L'adattatore per bottiglie consente di collocare la bottiglia in PE da 125 mL sul rack dei campioni 148 x 11 mL + 3 x 300 mL (6.2041.440).

