



Piastra di fissaggio per deflettore e supporto per contenitore di raccolta

6.2058.050

La piastra di fissaggio è montata sul lato della torre del Sample Processor e permette il montaggio di un deflettore per tirare fuori automaticamente gli strumenti utilizzati.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2057.150	Supporto per contenitore di raccolta
	Supporto per montare il contenitore di raccolta



6.2058.060

Deflettore per adattatore 61808220

Il deflettore è montato con una piastra di fissaggio (6.2058.050) su un lato della torre del Sample Processor e permette di raccogliere automaticamente gli attrezzi utilizzati in un contenitore (6.1625.010)



6.2058.070

Deflettore per adattatore 61808250

Il deflettore è montato con una piastra di fissaggio 6.2058.050 su un lato della torre del Sample Processor e permette di raccogliere automaticamente gli attrezzi utilizzati in un contenitore (6.1625.010)

