




Deflettore per adattatore 61808250

6.2058.070

Il deflettore è montato con una piastra di fissaggio 6.2058.050 su un lato della torre del Sample Processor e permette di raccogliere automaticamente gli attrezzi utilizzati in un contenitore (6.1625.010)

Parti incluse 6.2058.070

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2621.100	Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1808.250	Adattatore di pipette 1-10 mL per testa di trasferimento Adattatore con filettatura esterna M6 e cono Eppendorf per l'impiego nella testa di trasferimento 6.1462.240 per l'utilizzo delle punte di pipettaggio Eppendorf da 10 mL

