



# Siringa da 10 mL con connessione Luer

6.2816.020

Per diverse applicazioni in IC e VA

## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2744.120 | Adattatore vite di pressione Luer F<br>Collegamento vite di pressione e siringa. |



6.2816.030

Ago con raccordo Luer

Ago per il riempimento del mercurio nel Multi Mode Electrode e per l'aggiunta di campione nella titolazione Karl Fischer.



---

6.2816.040

Ago per lo spurgo

Con tubi in PTFE e connessione di tipo Luer. Per siringhe. Per l'aspirazione degli eluenti.

