



807 Dosing Unit 5 mL

6.3032.150

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.

Parti incluse 6.3032.150

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1446.030	Ball stopper / B-14/(15)
		Per il supporto mobile della punta di buretta nelle celle di titolazione



1 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1543.060

Punta / filettatura M6

Punta con filettatura M6. Costituisce una punta di buretta completa 6.1537.010 insieme con il tubo capillare 6.1805.160 e il supporto per buretta orientabile 6.1446.030.



1 PCS

6.1543.200

Punta di titolazione / filettatura M6

Punta di titolazione con valvola antidiffusione.



1 PCS

6.1619.000

Tubo di assorbimento per 807 Dosing Unit



1 PCS 6.1805.100 Tubo in FEP / M6 / 40 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1829.010 Tubo di aspirazione in FEP M6, 0.25 m
Con filettatura M 6. Per Unità di dosaggio



1 PCS 6.2008.030 Supporto per la punta di buretta per 807 Dosing Unit

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per la punta della buretta per l'807 Dosing Unit.



1 PCS 6.2008.050 Porta punta di buretta per 807 Dosing Unit

Insieme al supporto per punta di buretta 6.2008.030, fornisce un supporto per la punta della buretta per l'807 Dosing Unit.



1 PCS

6.2244.020

Schede per Unità Intercambiabili Intelligenti

Set di 10 pezzi, colori differenti



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



0 PCS

6.2803.000

Grasso (1 oz.)

Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX



1 PCS

6.2803.010

Grasso (2 g)

Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1608.023	Bottiglia / 1000 mL / GL 45 Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione per l' MSM.	
6.1608.030	Bottiglia / 1000 mL / GL 45	
6.1608.040	Bottiglia PE / 1000 mL / GL 45 Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione dell' MSM.	
6.1608.050	Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45	



6.1618.000

Adattatore da filettatura 32 mm a GL 45


Adattatore per bottiglie con filettatura da 32 mm (Fluka, Riedel de-Haen 500 mL...) a GL45



6.1618.010

Adattatore da filettatura 28 mm a GL 45


Adattatore per bottiglie con filettatura da 28 mm (Fisher...) a GL45



6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.



6.1618.050 Adattatore con filettatura da 40 mm a GL 45
Adattatore per bottiglie con filettatura 40 mm a GL45.



6.1618.060 Adattatore con filettatura / GL 45 su GL 45

Adattatore con filettatura (GL 45 su GL 45); anche per bottiglie per reagenti con flangia più alta.



6.1608.020 Bottiglia / 1000 mL / GL 45

Bottiglia per soluzioni ausiliarie.



6.1808.280 Adattatore per la porta 4 dell'807 Dosing Unit, M6 interno

Adattatore per l'utilizzo della porta 4 dell'807 Dosing Unit per il collegamento con un tubo in FEP/M6.



6.1574.150

Unità cilindro vetro 5 mL

Unità cilindro in vetro completa di cilindro, pistone, base cilindro, disco del rubinetto e tubo di centraggio. Per 807 Dosing Unit da 5 mL.

