



807 Dosing Unit 20 mL

6.3032.220

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.

Parti incluse 6.3032.220

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1446.030	Ball stopper / B-14/(15)
		Per il supporto mobile della punta di buretta nelle celle di titolazione



1 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1543.200

Punta di titolazione / filettatura M6

Punta di titolazione con valvola antidiffusione.



1 PCS

6.1805.100

Tubo in FEP / M6 / 40 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.2008.030

Supporto per la punta di buretta per 807 Dosing Unit

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per la punta della buretta per l'807 Dosing Unit.



0 PCS

6.2803.000

Grasso (1 oz.)

Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.1543.060

Punta / filettatura M6

Punta con filettatura M6. Costituisce una punta di buretta completa 6.1537.010 insieme con il tubo capillare 6.1805.160 e il supporto per buretta orientabile 6.1446.030.



1 PCS

6.1619.000

Tubo di assorbimento per 807 Dosing Unit



1 PCS

6.1829.010

Tubo di aspirazione in FEP M6, 0.25 m

Con filettatura M 6. Per Unità di dosaggio



1 PCS

6.2008.050

Porta punta di buretta per 807 Dosing Unit

Insieme al supporto per punta di buretta 6.2008.030, fornisce un supporto per la punta della buretta per l'807 Dosing Unit.



1 PCS

6.2244.020

Schede per Unità Intercambiabili Intelligenti

Set di 10 pezzi, colori differenti



1 PCS

6.2803.010

Grasso (2 g)

Qualità speciale (senza silicone). Per connessioni smerigliate senza grasso vedere 6.2713.XXX



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1608.023	Bottiglia / 1000 mL / GL 45 Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione per l' MSM.	
6.1608.030	Bottiglia / 1000 mL / GL 45	
6.1608.040	Bottiglia PE / 1000 mL / GL 45 Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione dell' MSM.	
6.1608.050	Bottiglia di essiccazione per KF Oven / 100 mL / GL 45	



6.1618.000

Adattatore da filettatura 32 mm a GL 45


Adattatore per bottiglie con filettatura da 32 mm (Fluka, Riedel de-Haen 500 mL...) a GL45



6.1618.010

Adattatore da filettatura 28 mm a GL 45


Adattatore per bottiglie con filettatura da 28 mm (Fisher...) a GL45



6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.



6.1618.050 Adattatore con filettatura da 40 mm a GL 45
Adattatore per bottiglie con filettatura 40 mm a GL45.



6.1618.060 Adattatore con filettatura / GL 45 su GL 45

Adattatore con filettatura (GL 45 su GL 45); anche per bottiglie per reagenti con flangia più alta.



6.1805.030 Tubo in FEP / M6 / 150 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



6.1805.110 Tubo in FEP / M6 / 80 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



6.1808.000

Giunto di connessione M6



6.1808.020

Raccordo ad oliva con filettatura interna M6

1 filettatura interna M6 e 1 oliva per tubi. Parte dell'econnessioni per le Unità Intercambiabili e per il 676 Sample Changer



6.1808.030

Connettore per tubo per punta di buretta con messa a terra

Insieme con la punta di buretta 6.1541.010 forma una completa punta di buretta 6.1540.010. Per titolazioni in soluzioni non acquose.



6.1808.060

Giunto a T / M6 interno

Filettatura tripla M6 interna.



6.1829.020

Tubo di aspirazione in FEP M6, 0.5 m

Per Unità di dosaggio



6.1808.280

Adattatore per la porta 4 dell'807 Dosing Unit, M6 interno

Adattatore per l'utilizzo della porta 4 dell'807 Dosing Unit per il collegamento con un tubo in FEP/M6.



6.1574.220

Unità cilindro vetro 20 mL

Unità cilindro in vetro completa di cilindro, pistone, base cilindro, disco del rubinetto e tubo di centraggio. Per 807 Dosing Unit da 20 mL.

