



Equipaggiamento IC: diluizione in linea

6.5330.120

Kit di accessori per diluizione in linea. Per l'utilizzo con l'858 Professional Sample Processor, l'800 Dosino e il 741 Magnetic Stirrer.

Parti incluse 6.5330.120

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1580.210	807 Dosing Unit da 10 mL senza accessori

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45.



1 PCS

6.1562.130

Tubo di trasferimento con supporto 2 x M6 / 10 mL al
Sample Processors

Tubo di trasferimento per la diluizione e la preconcentrazione utilizzando
il Dosino sull' Sample Processors.



1 PCS

6.1819.110

Tubo di aspirazione in FEP per tanica

Tubo di aspirazione per sifone su tanica con connettore M6. Per la
produzione di eluenti.




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.1903.000

Barra di agitazione/8 x 3 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE,
lunghezza di 8 mm e diametro di 3 mm.




1 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza

Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



1 PCS

6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



1 PCS

6.01808.010

Connettore per tubi a Y, PP, 3 x 7-8 mm

Connettore per tubi flessibili di scarico



1 PCS

6.2841.120

Stazione di trasferimento liquidi, a sinistra

Stazione combinata di lavaggio e diluizione per campionatori con Swing Head. Per il montaggio a sinistra della torre.



1 PCS

6.1608.070

Bottiglia per eluente / 2 L / GL 45




1 PCS

6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.



1 PCS

6.1803.070

Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 40 cm

Capillari per filtrazione, per IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



2 PCS

6.1803.080

Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 1 m

Capillare per la filtrazione, per l'IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 PCS

6.1816.070

Tubo in silicone 8/12 mm, 1 m

Per IC Sample Center



1 PCS

6.1826.380

Tubo di pompaggio LFL (grigio/grigio), 3 stoppers

Per Inline Dilution



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.034

Accoppiamento in Olive/UNF 10/32, 2 x

Collegamento vite di pressione e tubo della pompa. 2 pezzi. Per
apparecchiature IC con pompa peristaltica.



1 PCS

6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



1 PCS

6.1805.120

Tubo in FEP / M6 / 100 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1624.000

Adattatore SGJ 14 per l'assorbitore 6.1619.XXX

Adattatore SGJ 14. Parte del 6.1619.010 del Dilution Sample Processor.



1 PCS

6.1619.000

Tubo di assorbimento per 807 Dosing Unit

