



Attrezzatura IC: derivatizzazione post-colonna con unità di dosaggio

6.5330.400

L'attrezzatura IC: Questo kit di accessori con unità dosante e Dosino 800, permette di erogare i reattivi per la derivatizzazione post colonna (PCR o post-column reaction) in maniera controllata, per esempio per la determinazione fotometrica di componenti attivi nel campo UV/VIS.

Parti incluse 6.5330.400

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.1608.030	Bottiglia / 1000 mL / GL 45



3 PCS 6.1805.110 Tubo in FEP / M6 / 80 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



2 PCS 6.1619.000 Tubo di assorbimento per 807 Dosing Unit



1 PCS 6.2744.010 Viti di fissaggio 5x
Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS 6.2744.080 Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



2 PCS

6.1819.100

Tubo di aspirazione in FEP per bottiglia da 2 L

Tubo di aspirazione per sifone per bottiglia con connettore M6. Per la produzione di eluenti.



2 PCS

6.1602.160

Sifone per bottiglia per eluenti e reagenti GL - 45

Per bottiglie di eluente, reagente e di lavaggio con connessioni per tubo di assorbimento e tubo di aspirazione.



1 PCS

6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



2 PCS

6.1624.000

Adattatore SGJ 14 per l'assorbitore 6.1619.XXX

Adattatore SGJ 14. Parte del 6.1619.010 del Dilution Sample Processor.



1 PCS

6.1831.030

Capillare in PEEK 0.75 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.2057.250

Supporto Dosino per PCR

Supporto Dosino per apparecchi IC per Dosino PCR



1 PCS

6.3033.150

Unità di dosaggio PCR 5 mL

L'unità di dosaggio da 5 mL è particolarmente adatta per convogliare soluzioni per la derivatizzazione post-colonna (PCR) nella cromatografia ionica.

