



Equipaggiamento IC: cella Thin-Layer: Carb (Au, Pd)

6.5337.210

Equipaggiamento composto da cella Thin-Layer con accessori aggiuntivi, con elettrodi per l'analisi dei carboidrati con un elettrodo da lavoro in oro e un elettrodo di riferimento in Pd.

Parti incluse 6.5337.210

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2621.140	Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.1831.010

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.2802.000

Set di pulizia per elettrodi solidi

Set di pulizia con un panno per pulizia e circa 2 g di polvere di ossido di alluminio (granulometria 0.3 µm)



1 PCS

6.1257.820

Spacer 50 µm per la cella Thin Layer

Spacer 50 µm per la cella amperometrica thin layer, 3 pezzi



1 PCS

6.1257.210

Elettrodo di lavoro Au, 3 mm

Elettrodo di lavoro in oro per il rilevamento amperometrico, 3 mm di diametro.



1 PCS

6.1257.840

Spacer 25 µm per cella thin layer

Spacer 25 µm per la cella amperometrica thin layer, 3 pezzi.



1 PCS

6.1257.740

Elettrodo di riferimento Pd per 6.1257.xxx

Elettrodo di riferimento in palladio per il rilevamento amperometrico

