



Dotazione di elettrodi VA con elettrodo a goccia di bismuto per strumenti professionali VA

6.5339.080

Set completo di elettrodi per determinazioni voltammetriche di metalli pesanti. Contiene elettrodo a goccia di bismuto, elettrodo di riferimento, elettrodo ausiliario in GC, recipiente di misura, agitatore, soluzione elettrolitica e altri accessori.

Parti incluse 6.5339.080

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.1446.040	Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.2308.020

Electrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 250 mL (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)



1 PCS

6.0728.120

Elettrodo di riferimento Ag/AgCl

Sistema di riferimento interno con elettrolita $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Per l'utilizzo con contenitore per elettrolita in plastica 6.1245.010.



1 PCS

6.1241.120

Porta elettrodo

Porta elettrodo per elettrodi ausiliari per VA con contatto a spina da 5,5 mm. Per l'utilizzo con punta Glassy Carbon (6.1247.000) o in platino (6.1247.010).



1 PCS

6.1245.010

Contenitore per elettrolita in plastica

Contenitore per elettrolita in plastica con diaframma ceramico per elettrodo di riferimento doppia giunzione.



1 PCS

6.1247.000

Punta Glassy-Carbon (GC)

Per supporto per elettrodo 6.1241.020 o 6.1241.120 per elettrodo ausiliario VA.



1 PCS

6.1415.210

Cella di titolazione / 10-90 mL



1 PCS

6.0346.000

Elettrodo a goccia di bismuto

Elettrodo a goccia di bismuto per la determinazione voltammetrica di tracce di ioni metallici in campioni di acqua. Può essere utilizzato come elettrodo di lavoro in 884 Professional VA.



1 PCS

6.1204.500

Agitatore per strumenti professionali VA

Agitatore per strumenti professionali VA, completo, esente da metalli.



Per separatore d'olio 62753200 e per applicazioni con scTRACE Gold.

