



Dotazione di elettrodi VA con elettrodo a disco rotante Glassy Carbon per la determinazione degli antiossidanti per strumenti Professional VA

6.5339.100

Set completo di elettrodi per le determinazioni degli antiossidanti. Contiene un azionamento per elettrodo a disco rotante, punta dell'elettrodo Glassy Carbon, RE in platino, elettrodo ausiliario in platino e recipiente di misura.

Parti incluse 6.5339.100

Qt.	Order no.	Descrizione
2 PCS	6.0343.100	Elettrodo separato a barra di Pt
		Elettrodo ausiliario in platino per voltammetria e CVS.



1 PCS

6.1204.510

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE)

Asse di propulsione per elettrodo a disco rotante (RDE) con asse in titanio per strumenti Professional VA/CVS, filettatura M3.



1 PCS

6.1204.600

Punta dell'elettrodo in carbone vetroso, stelo in vetro.

Punta dell'elettrodo in carbone vetroso (GC). Diametro del disco dell'elettrodo $2 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$, superficie lucidata, stelo in vetro, adattatore con filettatura M3, errore di oscillazione radiale: $0,25 \text{ mm}$. Campo di temperatura: da 0 a 50°C .



1 PCS

6.1415.150

Cella di titolazione / 5-70 mL



1 PCS

6.2802.000

Set di pulizia per elettrodi solidi

Set di pulizia con un panno per pulizia e circa 2 g di polvere di ossido di alluminio (granulometria $0,3 \mu\text{m}$)

