



Equipaggiamento: 807 Dosing Unit per sistema di pipettaggio per strumenti Professional VA /CVS

6.5339.620

Set di accessori per il sistema di pipettaggio CVS completamente automatico in collegamento con 858 Professional Sample Processor. Ciascuno comprende un 807 Dosing Unit da 5 mL e 50 mL, flaconi in vetro trasparente da 2 L, tubo di pipettaggio, stazione di lavaggio, protezione dagli schizzi e ulteriori accessori. Senza Dosino.

Parti incluse 6.5339.620

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1456.210

Cella di misura / 10-90 mL

Cella di misura per sistemi VA automatici. Cella di diluizione per Advanced IC Sample Processor



1 PCS

6.1462.270

Braccio orientabile con testa di trasferimento per 786
Swing Head, oscillante a destra

Braccio orientabile per il sistema di pipettaggio con 858 Professional
Sample Processor VA e CVS



1 PCS

6.1562.120

Tubo di pipettaggio / 10 mL con supporto per
processore di campioni

Tubo di pipettaggio per il trasferimento di liquidi.



1 PCS

6.1602.115

Sifone per bottiglia / S 40 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura S 40
(Merck...).





Con protezione dalla luce e dalla strozzature



Con protezione dalla luce e dalla strozzature



Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.010

Accoppiatore 2 X M6

2 filettature esterne M6. Parte delle connessioni a vite per l'Unità Intercambiabile e il 676 Sample Changer



1 PCS

6.1808.050

Tubo di connessione ad oliva M8

1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



1 PCS

6.1808.060

Giunto a T / M6 interno

Filettatura tripla M6 interna.



1 PCS

6.1819.080

Tubo di ingresso del gas

Per Rancimat e PVC Thermomat



1 PCS

6.1823.010

Fusto di guida per tubo di pipettaggio

Per il montaggio nel braccio orientabile di trasferimento al Robotic Sample Processor



2 PCS

6.1829.080

Tubo di aspirazione / M6 / 0,3 m




1 PCS

6.2622.040

Piastra di posizionamento

Piastra di posizionamento per il sistema di pipettaggio con 858 Professional Sample Processor VA e CVS



1 PCS

6.2622.030

Accessorio protezione dagli schizzi

Accessorio per il sistema di pipettaggio con 858 Professional Sample Processor VA e CVS. Contiene stativo e materiale di fissaggio per la protezione dagli schizzi 6.2751.200 e la piastra di posizionamento 6.2622.020.



2 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi



2 PCS

6.2744.200

Adattatore con filettatura esterna UNF 10/32, interna M6

Raccordo di connessione tra capillari in PEEK 1/16 in. E tubi di trasferimento (M6)



1 PCS

6.2751.200

Protezione dagli schizzi

Protezione dagli schizzi per il sistema di pipettaggio con 858 Professional Sample Processor VA e CVS



1 PCS

6.2841.110

Stazione di lavaggio per equipaggiamento di pipettaggio

Stazione di lavaggio per equipaggiamento di pipettaggio



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
2.800.0020	800 Dosino Azionamento con software di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 0.65 m).

