




Metrohm IC Driver 1.0, ICP-MS MassHunter

6.6090.100

Driver software per l'integrazione dei cromatografi ionici Metrohm nel software ICP-MS MassHunter versione 5.3 e successive di Agilent.

Scoprite ulteriori informazioni sull'accoppiamento tra IC e spettrometri di massa

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2148.010	Remote Box MSB Interfaccia remote aggiuntiva per la connessione di strumenti che possono essere controllati tramite linee remote. Con cavi fissi permanenti.



6.05330.400

Equipaggiamento IC, collegamento Agilent ICP-MS

Equipaggiamento IC per il collegamento e il controllo bidirezionale di Metrohm IC e Agilent ICP-MS (IC-ICP/MS)

