



NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle SinglePoint

A629280110C

Il NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle fornisce la prossima generazione di analizzatori di processo per l'analisi in tempo reale nell'industria farmaceutica e chimica. Le misure non distruttive, accurate praticamente di qualsiasi tipo di campione (polveri, fanghi, liquidi,...) vengono eseguite direttamente in linea di processo, granulatore, essiccatore o nella provetta di reazione. Il microfascio di fibre ottiche consente una distanza del punto di misura fino a 35 metri dall'analizzatore di processo XDS NIR.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

A649281190

NIRS XDS Process lampada a contatto 50W, 12 Volt - bianco di piombo

Lampada di ricambio con contatto per strumenti NIRS Process 50W, 12 Volt - bianco di piombo.

