



NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 4 canali

A629280120C

Il Process Analyzer NIRS XDS – MicroBundle fornisce la prossima generazione di analizzatori di processo per l'analisi in tempo reale nell'industria farmaceutica e chimica. Le misure non distruttive, accurate praticamente di qualsiasi tipo di campione (polveri, fanghi, liquidi..) vengono eseguite direttamente nella linea di processo, granulatore, essiccatore o nella provetta di reazione. Possono essere collegate allo strumento di analisi fino a 4 sonde e/o celle flusso. Tutti i 4 canali possono essere configurati in modo indipendente l'uno dall'altro e la fibra ottica a microfascio consente 4 punti di misura distanti fino a 35 metri dallo strumento di analisi di processo di XDS NIR.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

A649281190

NIRS XDS Process lampada a contatto 50W, 12 Volt - bianco di piombo

Lampada di ricambio con contatto per strumenti NIRS Process 50W, 12 Volt - bianco di piombo.

