



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber SinglePoint

A629280210C

Il NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber fornisce la prossima generazione di analizzatori di processo per l'analisi in tempo reale nell'industria farmaceutica e chimica. Le misure non distruttive e accurate dei liquidi chiari vengono eseguite direttamente nella linea di processo o in una provetta di reazione. Le fibre ottiche singole consentono una distanza del punto di misura fino a 100 metri dallo strumento di analisi di processo XDS NIR.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
A649281190	NIRS XDS Process lampada a contatto 50W, 12 Volt - bianco di piombo
	Lampada di ricambio con contatto per strumenti NIRS Process 50W, 12 Volt - bianco di piombo.

