



NIRS Analyzer PRO – FiberSystem


A629281120

Il NIRS Analyzer Pro è un sistema di analisi di processo a punto unico che si basa su di una tecnologia a serie di diodi ad alta risoluzione. Fornisce un'analisi non distruttiva di liquidi, granuli, polveri, fanghi o sostanze opalescenti utilizzando microfasci di fibre ottiche e sonde di contatto per misure di riflessione e trasflettanza.


Parti incluse A629281120

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.7440.480	NIRS Process, box di comunicazione I/O

Box di comunicazione I/O per strumenti di processo con 24 canali analogici e 24 digitali



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.7440.480	NIRS Process, box di comunicazione I/O	
	Box di comunicazione I/O per strumenti di processo con 24 canali analogici e 24 digitali	
A660044277	NIRS Analyzer PRO Lampada 12V/20W	
	Lampada di ricambio per NIRS Analyzer Pro (12V/20W)	