



NIRS Analyzer PRO – DirectLight/NonContact


A629281130

Il NIRS Analyzer Pro è un sistema di analisi di processo a punto unico che si basa su di una tecnologia a serie di diodi ad alta risoluzione. Fornisce un'analisi non distruttiva di solidi come granuli e polveri. Questo sistema è tipicamente montato sopra un nastro trasportatore per analizzare i prodotti che passano. Le superfici in rapido movimento e irregolari possono essere analizzate facilmente con questa configurazione.


Parti incluse A629281130

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.7440.480	NIRS Process, box di comunicazione I/O

Box di comunicazione I/O per strumenti di processo con 24 canali analogici e 24 digitali



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.7440.480	NIRS Process, box di comunicazione I/O Box di comunicazione I/O per strumenti di processo con 24 canali analogici e 24 digitali	
A660044277	NIRS Analyzer PRO Lampada 12V/20W Lampada di ricambio per NIRS Analyzer Pro (12V/20W)	