



Pulsante di arresto di emergenza amplificatore

BSTR20.EMG.S

Il Booster20A è dotato di un pulsante di arresto di emergenza che può essere posizionato in prossimità dello strumento.

Parti incluse BSTR20.EMG.S

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	3500003600	Booster attuale 20 A

Il modulo Booster20A aumenta la corrente massima del PGSTAT302N a 20 Ampere. La tensione conforme del sistema è di 20 V in combinazione con il Booster20A.

Con il suo tempo di risposta rapido, l'Autolab Booster20A è stato ottimizzato per effettuare misure di impedenza elettrochimica, in combinazione con il modulo FRA32M, su celle a combustibile, batterie e supercondensatori. L'amplificatore è in grado di gestire celle attive e passive. Il Booster20A può essere utilizzato per misurare le caratteristiche di carica e scarica di super-condensatori, effettuare misure sulle celle a combustibile o effettuare misure DC o AC su elettrodi di grande area.

