




Software di identificazione Raman per il settore farmaceutico BWID

BWT-840000127


Software per l'acquisizione dati e l'identificazione dei materiali per gli spettrometri Raman portatili di B&W Tek, che consente una identificazione e verifica rapide dei materiali sulla base di librerie create dall'utente, librerie protette da diritto d'autore di B&W Tek e librerie di terzi. Rispetta tutti i requisiti imposti dalla normativa 21 CFR Parte 11 dell'autorità statunitense FDA, tra cui anche sicurezza nell'accesso al sistema, Audit Trail delle attività dei dati e verifica delle prestazioni del sistema. Comprensivo di licenza utente. Aggiornamenti gratuiti inclusi per un anno a partire dalla data di acquisto.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

BWT-840001123 Scanner di codici a barre Bluetooth 1D

Scanner di codici a barre Bluetooth 1D per l'impiego con il software BWID utilizzato con lo strumento Raman portatile



BWT-840001264 Libreria Raman USP completa per BWID

Libreria Raman USP completa Metrohm per BWID contenente circa 900 elementi certificati tracciabili.

