



Spettrometro Raman palmare TacticID 1064

BWT-840000920

Lo strumento TacticID®-1064 è uno spettrometro Raman palmare pronto all'uso, progettato per uno screening rapido e accurato senza contatto da parte del personale di sicurezza e dei servizi di emergenza (ad esempio, personale delle forze dell'ordine, guardie doganali e di frontiera, nonché squadre di artificieri). Lo strumento TacticID-1064 sfrutta la comprovata spettroscopia Raman, permettendo agli utenti di identificare in tempo reale un'ampia varietà di sostanze chimiche sconosciute, narcotici, farmaci, esplosivi e molte altre sostanze in meno di un minuto. Di conseguenza, sono anche notevolmente ridotti l'incertezza operativa e i tempi di risposta. Utilizzando la lunghezza d'onda di 1.064 nm, TacticID-1064 evita la fluorescenza e permette quindi agli utenti di lavorare anche con campioni stradali difficili.

Parti incluse BWT-840000920

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

BWT-840000295 Vial per liquidi con diametro di 15 mm

Confezione da 6 vial in vetro borosilicato (diametro di 15 mm) comprensiva di borsa.



1 PCS

BWT-840000329 Borsa per vial da 15 mm

Borsa per vial da 15 mm.



1 PCS

BWT-840000344 Adattatore per supporto per vial

Adattatore per supporto per vial, compatibile con vial con diametro di 15 mm.



1 PCS

BWT-840000348 Coperchio di convalida in polistirolo

Coperchio di convalida in polistirolo con polistirolo integrato ai sensi della norma ASTM.



1 PCS

BWT-840000414 Adattatore di rete da 18 V

Adattatore di rete da 18 VCC, 1,67 A. Connettore per USA, UE, UK e AU incluso nel volume di fornitura.

TID-PWA



1 PCS

BWT-840000419 Penna/Penna a sfera per TactiD

Combinazione di penna/penna a sfera per touchscreen (confezione da 5 pezzi).

TID-STY



1 PCS

BWT-840000858 Cavo USB

Cavo USB compatibile con porta micro USB fino al tipo A USB 2.0.



1 PCS

BWT-840000948 Cavo OTG USB

Cavo OTG USB per la trasmissione dati tra una chiave USB e un dispositivo portatile.



1 PCS

BWT-840000345 Adattatore per bottiglie Raman palmare

Accessorio Raman palmare: adattatore per bottiglie

NR2-BSA



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------


BWT-840000294	Stazione di ricarica per la batteria ricaricabile
---------------	---

Stazione di ricarica per la batteria ricaricabile agli ioni di litio (per ricaricare solo NR-BAT e TID-BAT).



BWT-840000353	Tappo di protezione per stelo
---------------	-------------------------------

Tappo di protezione per lo stelo degli apparecchi Raman portatili, confezione da 10 pezzi.



BWT-840000361	Misuratore manuale di potenza del laser
---------------	---

Misuratore di potenza del laser, ad asta, calibrato. Intervallo: 5 microwatt fino a 1 Watt. Impiego per OQ/PQ e certificazione annuale del misuratore di potenza del laser.



BWT-840000498	Cassetta per batterie monouso
---------------	-------------------------------

Cassetta per batterie TaticID per l'impiego con sei batterie monouso del tipo 123A (ad es. Surefire). Senza batterie.



BWT-840000969 Sonda per immersione 1064 per strumenti Raman palmari

Accessorio per spettrometro Raman palmare 1064: sonda per immersione a contatto, lunghezza 6", distanza di lavoro circa 1 mm, pressione operativa fino a 2 bar a temperatura ambiente.

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 Adattatore per bottiglie di grandi dimensioni Raman palmare (1064)

Accessori per spettrometro Raman palmare 1064: adattatore per bottiglie di grandi dimensioni con distanza di lavoro di 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840000428 Router WLAN

Router WLAN portatile, a batteria, connessione 3G/4G.



BWT-840000949 Large Spot Adapter

L'adattatore per campionamento "large-spot" è progettato per l'uso con sistemi Raman palmari di Metrohm, in grado di fornire dimensioni del punto maggiori e maggiore profondità di campionamento per ridurre al minimo il rischio di bruciatura del campione, in particolare per i campioni sensibili o scuri. Inoltre, questo adattatore supporta capacità di visualizzazione attraverso gli strati, se usato con dispositivi compatibili con software apposito.

TID-STA



BWT-840001154 Borsa con tracolla per la serie HH Raman

Borsa con tracolla per la serie TacticID. Fatta in tessuto 1000d per impieghi gravosi, con più tasche tattiche e vani progettati per l'uso in condizioni difficili e resistenti all'usura. Compatibile con tutti i prodotti TacticID e NanoRam. Da utilizzare solo ai fini del trasporto.

TID-SBG

