



Spettrometro manuale Raman TacticID-GP Plus

BWT-840000972

TacticID-GP Plus è uno spettrometro manuale Raman per l'impiego sul campo, che consente l'identificazione rapida e non distruttiva di sostanze chimiche. Così, è possibile ridurre tempi di risposta e insicurezza operativa. Il workflow e il touchscreen intuitivi rendono possibile l'analisi non distruttiva dei campioni attraverso imballaggi trasparenti e opachi. Il grado di pericolosità viene visualizzato in modo chiaro e univoco dagli utenti, ad esempio addetti alla sicurezza, altro personale (ad esempio delle forze dell'ordine), personale doganale e addetti alla protezione dei confini, nonché squadre di artificieri e team per la rimozione di sostanze pericolose, che possono così intervenire rapidamente, anche con un contatto minimo con il campione. TacticID-GP Plus fa uso della comprovata spettroscopia Raman e consente agli utenti l'identificazione in tempo reale di campioni, con visualizzazione chiara del grado di pericolo e degli avvisi di sicurezza ai sensi del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) e dello standard NFPA704.

Parti incluse BWT-840000972

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

BWT-840000294 Stazione di ricarica per la batteria ricaricabile

Stazione di ricarica per la batteria ricaricabile agli ioni di litio (per ricaricare solo NR-BAT e TID-BAT).



1 PCS

BWT-840000295 Vial per liquidi con diametro di 15 mm

Confezione da 6 vial in vetro borosilicato (diametro di 15 mm) comprensiva di borsa.




2 PCS

BWT-840000403 Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V

Batteria ricaricabile agli ioni di litio: adatta a TacticID-N Plus, TacticID Mobile e NanoRam-1064.

TID-BAT



1 PCS

BWT-840000406 Adattatore per supporto per vial TacticID

Adattatore per supporto per vial TacticID, compatibile con vial con diametro di 15 mm.



1 PCS

BWT-840000414 Adattatore di rete da 18 V

Adattatore di rete da 18 VCC, 1,67 A. Connettore per USA, UE, UK e AU incluso nel volume di fornitura.

TID-PWA



1 PCS

BWT-840000416 Adattore point and shoot TacticID

Adattore point and shoot TacticID.



1 PCS

BWT-840000417 Coperchio di convalida TacticID

Coperchio di convalida TacticID con polistirolo integrato ai sensi della norma ASTM. Per l'impiego con TacticID-N Plus e TacticID-GP Plus.



1 PCS

BWT-840000418 Tappo di protezione per stelo TacticID-GP (giallo)

Tappo di protezione per stelo TacticID-GP e TacticID-GP Plus (giallo).

TID-CAP-GP



1 PCS

BWT-840000422 Valigetta di trasporto per TacticID

Robusta valigetta di trasporto per TacticID in plastica dura.



1 PCS

BWT-840000491 Adattatore rettangolare per TacticID

Adattatore rettangolare per TacticID.



1 PCS

BWT-840000498 Cassetta per batterie monouso

Cassetta per batterie TaticID per l'impiego con sei batterie monouso del tipo 123A (ad es. Surefire). Senza batterie.



1 PCS

BWT-840000858 Cavo USB

Cavo USB compatibile con porta micro USB fino al tipo A USB 2.0.



1 PCS

BWT-840000948 Cavo OTG USB

Cavo OTG USB per la trasmissione dati tra una chiave USB e un dispositivo portatile.



1 PCS

BWT-840000974 Libreria spettrale Raman completa (TacticID Plus)

Libreria spettrale Raman completa per TacticID Plus con oltre 10.000 spettri di sostanze chimiche, stupefacenti, solventi e plastiche comuni. Include le avvertenze per la sicurezza NFPA704 e GHS.



1 PCS

BWT-840000975 Libreria spettrale di sostanze chimiche, stupefacenti, esplosivi, solventi e plastiche comuni (TacticID Plus)

Libreria spettrale Raman per TacticID Plus con oltre 1.200 spettri di sostanze chimiche, stupefacenti, esplosivi, solventi e plastiche comuni. Include le avvertenze per la sicurezza NFPA704 e GHS. Può essere soggetto a controlli all'esportazione.



1 PCS

BWT-840000981 Software TacticID Plus

Chiave USB con software TID TacticID Plus per PC, pacchetto per l'installazione di TID e manuali per l'uso del prodotto TacticID Plus.



1 PCS

BWT-840000419 Penna/Penna a sfera per TacticID

Combinazione di penna/penna a sfera per touchscreen (confezione da 5 pezzi).

TID-STY



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------


BWT-840000329	Borsa per vial da 15 mm
---------------	-------------------------

Borsa per vial da 15 mm.



BWT-840000353	Tappo di protezione per stelo
---------------	-------------------------------

Tappo di protezione per lo stelo degli apparecchi Raman portatili, confezione da 10 pezzi.



BWT-840000361	Misuratore manuale di potenza del laser
---------------	---

Misuratore di potenza del laser, ad asta, calibrato. Intervallo: 5 microwatt fino a 1 Watt. Impiego per OQ/PQ e certificazione annuale del misuratore di potenza del laser.



BWT-840000428	Router WLAN
---------------	-------------

Router WLAN portatile, a batteria, connessione 3G/4G.



BWT-840000912 Kit di sostituzione dell'O-ring strumenti Raman palmari

Kit di sostituzione dell'O-ring per strumenti Raman palmari – (solo per stelo).

Il kit include: O-ring n. 1 DI 9,00 mm x 15 e O-ring n. 2 DI 10,00 mm x 15 (TacticID-N Plus, TacticID Mobile e NanoRam-1064).

TID-ORK




BWT-840000524 Adattatore TacPac™

Adattatore per analisi SERS per l'impiego con substrati P SERS TacPac™.



BWT-840000669 Caricabatteria da auto per TacticID

Caricabatteria da auto per TacticID-N Plus.



BWT-840000976 Libreria spettrale di sostanze chimiche, stupefacenti, esplosivi, solventi e plastiche comuni (TacticID Plus)

Libreria spettrale Raman per TacticID Plus con oltre 1.180 spettri di sostanze chimiche, stupefacenti, solventi e plastiche comuni. Include le avvertenze per la sicurezza NFPA704 e GHS.



BWT-840000977 Libreria spettrale Raman di esplosivi (TacticID Plus)

Libreria spettrale Raman di esplosivi per TacticID Plus con oltre 180 spettri. Include le avvertenze per la sicurezza NFPA704 e GHS.

Avviso: in alcune zone questo articolo può essere soggetto a controlli all'esportazione.



BWT-840000978 Libreria spettrale Raman di pietre preziose (TacticID Plus)

Libreria spettrale Raman di pietre preziose per TacticID Plus con 467 spettri.



BWT-840000979 Libreria spettrale Raman di armi chimiche (TacticID Plus)

Libreria spettrale Raman di armi chimiche per TacticID Plus. Include le avvertenze per la sicurezza NFPA704 e GHS. Avviso: in alcune zone questo articolo può essere soggetto a controlli all'esportazione.



BWT-840000603 Borsa per adattatori TacticID

Borsa per adattatori TacticID (785 nm)



BWT-840001124 Kit per la preparazione del campione TacPac (confezione da 25)

Kit per la preparazione del campione per l'analisi SERS da utilizzare con gli spettrometri Raman palmari di B&W Tek. Per l'amplificazione del segnale Raman e la riduzione della fluorescenza dei campioni difficili da misurare. Da usare con eccitazione laser da 785 nm. Spatola da laboratorio usa e getta in plastica per uso singolo, pipette e tubi per microcentrifuga graduati in PP (2 ml) usati per la preparazione del campione per l'analisi con TacPac™ SERS. Inclusa confezione da 25 substrati SERS.

TAP-SAM25



BWT-840001125 Kit per la preparazione del campione TacPac (confezione da 50)

Kit per la preparazione del campione per l'analisi SERS da utilizzare con gli spettrometri Raman palmari di B&W Tek. Per l'amplificazione del segnale Raman e la riduzione della fluorescenza dei campioni difficili da misurare. Da usare con eccitazione laser da 785 nm. Spatola da laboratorio usa e getta in plastica per uso singolo, pipette e tubi per microcentrifuga graduati in PP (2 ml) usati per la preparazione del campione per l'analisi con TacPac™ SERS. Inclusa confezione da 50 substrati SERS.

TAP-SAM50

