



TacticID Mobile

BWT-840001195

TacticID® Mobile è uno spettrometro Raman palmare da 1.064 nm, economico ed ergonomico, contenente librerie mirate per l'identificazione rapida e non distruttiva di narcotici, sostanze chimiche pericolose e materiali sospetti. Progettato per poter essere utilizzato facilmente sul campo dal personale addetto alla sicurezza, permette di eseguire la scansione rapida dei campioni direttamente attraverso contenitori trasparenti e di mostrare i risultati dell'identificazione in modo chiaro sul display tattile grande, ad alta luminosità e risoluzione.

TacticID Mobile sfrutta la spettroscopia Raman per misurare l'impronta molecolare di un campione identificato mediante le librerie spettrali integrate contenenti narcotici, precursori, sostanze chimiche comuni e tossiche, farmaci, esplosivi e tanto altro. Grazie all'identificazione direttamente dove serve, i primi soccorritori possono ottenere un identificativo del campione fruibile in meno di un minuto, con in più le informazioni sulla sicurezza (etichettatura GHS e standard NFPA704), che consentono una risposta rapida con maggiore certezza.

Con il laser a eccitazione a 1.064 nm di TacticID Mobile, gli utenti possono identificare campioni stradali difficili, campioni colorati e campioni impuri con un'interferenza di fluorescenza minima. Il sistema può essere azionato mediante lo schermo tattile e l'interfaccia con pulsanti, così da poter essere utilizzato anche quando si indossa l'equipaggiamento di protezione. Ha un design compatto con protezione IP68 in gomma rinforzata ed è conforme al test di caduta dello standard MIL-STD-810H.

A ogni scansione è possibile aggiungere informazioni aggiuntive, tra cui immagini, etichette di localizzazione, note e altre informazioni identificative, così da avere un report completo di tutte le informazioni pertinenti in un solo documento. L'utente può inoltre effettuare delle personalizzazioni e creare librerie personali.

Parti incluse BWT-840001195

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	BWT-840000342	Adattatore ad angolo retto
Adattatore ad angolo retto per misurazioni senza mani con gli strumenti Raman palmari. Compatibile con NanoRam-1064 e TacticID Mobile.		
		
1 PCS	BWT-840000343	Adattatore point and shoot
Adattatore point and shoot per strumenti Raman palmari. Compatibile con NanoRam-1064 e TacticID Mobile.		
		
1 PCS	BWT-840000344	Adattatore per supporto per vial
Adattatore per supporto per vial, compatibile con vial con diametro di 15 mm.		
		

1 PCS

BWT-840000345 Adattatore per bottiglie Raman palmare

Accessorio Raman palmare: adattatore per bottiglie

NR2-BSA



1 PCS

BWT-840000348 Coperchio di convalida in polistirolo


Coperchio di convalida in polistirolo con polistirolo integrato ai sensi della norma ASTM.



1 PCS

BWT-840000353 Tappo di protezione per stelo

Tappo di protezione per lo stelo degli apparecchi Raman portatili, confezione da 10 pezzi.



1 PCS

BWT-840000354 Borsa per adattatori (NR2-PCH-ADPT)

Borsa per adattatori per gli strumenti Raman palmari compatibili con NanoRam-1064, TacticID-N Plus e TacticID Mobile.

NR2-PCH-ADPT



1 PCS

BWT-840000419 Penna/Penna a sfera per TacticID

Combinazione di penna/penna a sfera per touchscreen (confezione da 5 pezzi).

TID-STY



1 PCS

BWT-840000912 Kit di sostituzione dell'O-ring strumenti Raman palmari

Kit di sostituzione dell'O-ring per strumenti Raman palmari – (solo per stelo).

Il kit include: O-ring n. 1 DI 9,00 mm x 15 e O-ring n. 2 DI 10,00 mm x 15 (TacticID-N Plus, TacticID Mobile e NanoRam-1064).

TID-ORK




1 PCS

BWT-840001191 Cavo USB da tipo C a tipo A

Cavo USB da tipo C a tipo A. Compatibile con TacticID Mobile.

HHX-USB




1 PCS

BWT-840001192 Adattatore di alimentazione TacticID Mobile con spine internazionali

Adattatore di alimentazione da 15 V 3,6 A CC. Includere spine per Stati Uniti, Europa, Regno Unito e Australia. Compatibile con TacticID Mobile.


HHX-PWA



1 PCS

BWT-840001252 Libreria delle sostanze chimiche generali e illecite
TacticID Mobile

Libreria TacticID Mobile dei materiali illeciti inclusi farmaci, sostanze chimiche industriali tossiche (TIC), materiali industriali tossici (TIM), precursori e sostanze chimiche generali.




1 PCS

BWT-840001193 Unità USB con i manuali per l'utente di TacticID
Mobile

Unità USB contenente il manuale per l'utente di TacticID Mobile; comprende sia il connettore USB di tipo A, sia il connettore USB di tipo C ed è utilizzabile per le funzioni OTG.

HHX-USB-OTG




Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

BWT-840000403	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V
---------------	--

Batteria ricaricabile agli ioni di litio: adatta a TacticID-N Plus, TacticID Mobile e NanoRam-1064.

TID-BAT



BWT-840000428	Router WLAN
---------------	-------------

Router WLAN portatile, a batteria, connessione 3G/4G.



BWT-840000949	Large Spot Adapter
---------------	--------------------

L'adattatore per campionamento "large-spot" è progettato per l'uso con sistemi Raman palmari di Metrohm, in grado di fornire dimensioni del punto maggiori e maggiore profondità di campionamento per ridurre al minimo il rischio di bruciatura del campione, in particolare per i campioni sensibili o scuri. Inoltre, questo adattatore supporta capacità di visualizzazione attraverso gli strati, se usato con dispositivi compatibili con software apposito.



TID-STA

BWT-840000969	Sonda per immersione 1064 per strumenti Raman palmari
---------------	---

Accessorio per spettrometro Raman palmare 1064: sonda per immersione a contatto, lunghezza 6", distanza di lavoro circa 1 mm, pressione operativa fino a 2 bar a temperatura ambiente.



NRX-CTP-IMP

BWT-840000970 Adattatore per bottiglie di grandi dimensioni Raman palmare (1064)

Accessori per spettrometro Raman palmare 1064: adattatore per bottiglie di grandi dimensioni con distanza di lavoro di 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840001154 Borsa con tracolla per la serie HH Raman

Borsa con tracolla per la serie TacticID. Fatta in tessuto 1000d per impieghi gravosi, con più tasche tattiche e vani progettati per l'uso in condizioni difficili e resistenti all'usura. Compatibile con tutti i prodotti TacticID e NanoRam. Da utilizzare solo ai fini del trasporto.

TID-SBG



BWT-840001184 Libreria spettrale Raman con > 1.000 composti per TacticID Mobile

Libreria spettrale Raman con >1.000 spettri di sostanze chimiche, narcotici, solventi e plastiche comuni. Include lo standard NFPA704 e le informazioni sulla sicurezza secondo il sistema di etichettatura GHS. Per l'uso con TacticID Mobile.


TDL-XM-CNSP



BWT-840001194 Caricatore esterno per TacticID Mobile

Caricatore esterno (gruppo batterie) per TacticID Mobile. Compatibile con l'unità TacticID Mobile e con l'adattatore di alimentazione per TacticID Mobile ai fini della ricarica.


HHX-PWB



BWT-840001223 Caricabatteria da auto USB-C per TacticID Mobile


Caricabatteria da auto USB-C per TacticID Mobile. Include un cavo USB-C dedicato per la ricarica rapida all'interno di un veicolo.

Modello HHX-CCA



BWT-840001252 Libreria delle sostanze chimiche generali e illecite TacticID Mobile

Libreria TacticID Mobile dei materiali illeciti inclusi farmaci, sostanze chimiche industriali tossiche (TIC), materiali industriali tossici (TIM), precursori e sostanze chimiche generali.



BWT-840001266 Libreria Raman completa per TacticID Mobile

Libreria Raman completa Metrohm per TacticID Mobile- Oltre 29'000 spettri di sostanze chimiche, minerali, sostanze chimiche organiche, solventi, polimeri, coloranti e pigmenti, sostanze chimiche industriali tossiche (TIC), materiali industriali tossici (TIM), sostanze inorganiche e organometalliche, prodotti per la cura della persona e materiali illeciti.

TDL-XM-MCRL



BWT-840001323 Libreria dei minerali TacticID Mobile

Libreria dei minerali Metrohm per TacticID Mobile.



BWT-840001226 Libreria degli esplosivi TacticID Mobile

Libreria degli esplosivi per TacticID Mobile.



BWT-840001190 Libreria CWA TacticID Mobile

Libreria delle armi chimiche (CWA) per TacticID Mobile.



BWT-840001294 MCRL TacticID Mobile - sostanze inorganiche e organometalliche

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze inorganiche e organometalliche per TacticID Mobile.



BWT-840001302 MCRL TacticID Mobile - prodotti per la cura personale

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei prodotti per la cura personale per TacticID Mobile.



Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei polimeri e degli additivi polimerici per TacticID Mobile.



Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei coloranti, pigmenti e mordenti per TacticID Mobile.



Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze organiche per TacticID Mobile.



Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) per sostanze organiche - alogenate per TacticID Mobile.



BWT-840001320 MCRL sostanze organiche TacticID Mobile - gruppo di azoto

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) per sostanze organiche - gruppo di azoto per TacticID Mobile.



BWT-840001321 Sostanze organiche TacticID Mobile MCRL - gruppo di ossigeno

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) per sostanze organiche - gruppo di ossigeno per TacticID Mobile.



BWT-840001322 Sostanze organiche TacticID Mobile MCRL - gruppo di zolfo

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) per sostanze organiche - gruppo di zolfo per TacticID Mobile.



66079320 MCRL TacticID Mobile - pesticidi

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei pesticidi per TacticID Mobile.



66079330

MCRL TacticID Mobile - sostanze biochimiche

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze biochimiche per TacticID Mobile.



66079340

MCRL TacticID Mobile - API

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) degli ingredienti farmaceutici attivi (API) per TacticID Mobile.

