



TacticID Mobile Flex

BWT-840001336

Il pacchetto TacticID Mobile Flex permette all'utente di personalizzare lo strumento TacticID Mobile in base alle sue esigenze. Il pacchetto Flex include i componenti di base per l'utilizzo di TacticID Mobile senza accessori per la campionatura. Per il funzionamento è richiesto almeno un accessorio per la campionatura adatto.

Il pacchetto TacticID Mobile Flex include il coperchio di convalida in polistirolo, un cavo USB da tipo C a tipo A, una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V e un adattatore di alimentazione TacticID Mobile con spine internazionali.

Parti incluse BWT-840001336

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

BWT-840000348 Coperchio di convalida in polistirolo

Coperchio di convalida in polistirolo con polistirolo integrato ai sensi della norma ASTM.




1 PCS

BWT-840000403 Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V

Batteria ricaricabile agli ioni di litio: adatta a TacticID-N Plus, TacticID Mobile e NanoRam-1064.


TID-BAT



1 PCS

BWT-840001252 Libreria delle sostanze chimiche generali e illecite
TacticID Mobile

Libreria TacticID Mobile dei materiali illeciti inclusi farmaci, sostanze chimiche industriali tossiche (TIC), materiali industriali tossici (TIM), precursori e sostanze chimiche generali.




1 PCS

BWT-840001191 Cavo USB da tipo C a tipo A

Cavo USB da tipo C a tipo A. Compatibile con TacticID Mobile.

HHX-USB




1 PCS

BWT-840001192 Adattatore di alimentazione TacticID Mobile con spine internazionali

Adattatore di alimentazione da 15 V 3,6 A CC. Incluse spine per Stati Uniti, Europa, Regno Unito e Australia. Compatibile con TacticID Mobile.

HHX-PWA



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

BWT-840000342	Adattatore ad angolo retto
---------------	----------------------------

Adattatore ad angolo retto per misurazioni senza mani con gli strumenti Raman palmari. Compatibile con NanoRam-1064 e TacticID Mobile.



BWT-840000343	Adattatore point and shoot
---------------	----------------------------

Adattatore point and shoot per strumenti Raman palmari. Compatibile con NanoRam-1064 e TacticID Mobile.



BWT-840000344	Adattatore per supporto per vial
---------------	----------------------------------

Adattatore per supporto per vial, compatibile con vial con diametro di 15 mm.



BWT-840000345	Adattatore per bottiglie Raman palmare
---------------	--


Accessorio Raman palmare: adattatore per bottiglie

NR2-BSA



BWT-840000353 Tappo di protezione per stelo

Tappo di protezione per lo stelo degli apparecchi Raman portatili, confezione da 10 pezzi.



BWT-840000354 Borsa per adattatori (NR2-PCH-ADPT)

Borsa per adattatori per gli strumenti Raman palmari compatibili con NanoRam-1064, TacticID-N Plus e TacticID Mobile.

NR2-PCH-ADPT



BWT-840000419 Penna/Penna a sfera per TacticID

Combinazione di penna/penna a sfera per touchscreen (confezione da 5 pezzi).

TID-STY



BWT-840000428 Router WLAN

Router WLAN portatile, a batteria, connessione 3G/4G.



BWT-840000912 Kit di sostituzione dell'O-ring strumenti Raman palmari

Kit di sostituzione dell'O-ring per strumenti Raman palmari – (solo per stelo).

Il kit include: O-ring n. 1 DI 9,00 mm x 15 e O-ring n. 2 DI 10,00 mm x 15 (TacticID-N Plus, TacticID Mobile e NanoRam-1064).

TID-ORK



BWT-840000949 Large Spot Adapter

L'adattatore per campionamento "large-spot" è progettato per l'uso con sistemi Raman palmari di Metrohm, in grado di fornire dimensioni del punto maggiori e maggiore profondità di campionamento per ridurre al minimo il rischio di bruciatura del campione, in particolare per i campioni sensibili o scuri. Inoltre, questo adattatore supporta capacità di visualizzazione attraverso gli strati, se usato con dispositivi compatibili con software apposito.

TID-STA



BWT-840000969 Sonda per immersione 1064 per strumenti Raman palmari

Accessorio per spettrometro Raman palmare 1064: sonda per immersione a contatto, lunghezza 6", distanza di lavoro circa 1 mm, pressione operativa fino a 2 bar a temperatura ambiente.

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 Adattatore per bottiglie di grandi dimensioni Raman palmare (1064)

Accessori per spettrometro Raman palmare 1064: adattatore per bottiglie di grandi dimensioni con distanza di lavoro di 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840001154 Borsa con tracolla per la serie HH Raman


Borsa con tracolla per la serie TacticID. Fatta in tessuto 1000d per impieghi gravosi, con più tasche tattiche e vani progettati per l'uso in condizioni difficili e resistenti all'usura. Compatibile con tutti i prodotti TacticID e NanoRam. Da utilizzare solo ai fini del trasporto.

TID-SBG



BWT-840001252 Libreria delle sostanze chimiche generali e illecite TacticID Mobile

Libreria TacticID Mobile dei materiali illeciti inclusi farmaci, sostanze chimiche industriali tossiche (TIC), materiali industriali tossici (TIM), precursori e sostanze chimiche generali.



BWT-840001266 Libreria Raman completa per TacticID Mobile

Libreria Raman completa Metrohm per TacticID Mobile- Oltre 29'000 spettri di sostanze chimiche, minerali, sostanze chimiche organiche, solventi, polimeri, coloranti e pigmenti, sostanze chimiche industriali tossiche (TIC), materiali industriali tossici (TIM), sostanze inorganiche e organometalliche, prodotti per la cura della persona e materiali illeciti.


TDL-XM-MCRL



BWT-840001194 Caricatore esterno per TacticID Mobile

Caricatore esterno (gruppo batterie) per TacticID Mobile. Compatibile con l'unità TacticID Mobile e con l'adattatore di alimentazione per TacticID Mobile ai fini della ricarica.


HHX-PWB



BWT-840001223 Caricabatteria da auto USB-C per TacticID Mobile

Caricabatteria da auto USB-C per TacticID Mobile. Include un cavo USB-C dedicato per la ricarica rapida all'interno di un veicolo.


Modello HHX-CCA



BWT-840001193 Unità USB con i manuali per l'utente di TacticID Mobile

Unità USB contenente il manuale per l'utente di TacticID Mobile; comprende sia il connettore USB di tipo A, sia il connettore USB di tipo C ed è utilizzabile per le funzioni OTG.

HHX-USB-OTG



BWT-840001184 Libreria spettrale Raman con > 1.000 composti per TacticID Mobile

Libreria spettrale Raman con >1.000 spettri di sostanze chimiche, narcotici, solventi e plastiche comuni. Include lo standard NFPA704 e le informazioni sulla sicurezza secondo il sistema di etichettatura GHS. Per l'uso con TacticID Mobile.

TDL-XM-CNSP



BWT-840001323 Libreria dei minerali TacticID Mobile

Libreria dei minerali Metrohm per TacticID Mobile.



BWT-840001226 Libreria degli esplosivi TacticID Mobile

Libreria degli esplosivi per TacticID Mobile.



BWT-840001190 Libreria CWA TacticID Mobile

Libreria delle armi chimiche (CWA) per TacticID Mobile.



BWT-840001294 MCRL TacticID Mobile - sostanze inorganiche e organometalliche

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze inorganiche e organometalliche per TacticID Mobile.



BWT-840001302 MCRL TacticID Mobile - prodotti per la cura personale

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei prodotti per la cura personale per TacticID Mobile.



Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei polimeri e degli additivi polimerici per TacticID Mobile.



Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei coloranti, pigmenti e mordenti per TacticID Mobile.



Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze organiche per TacticID Mobile.



Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) per sostanze organiche - alogenate per TacticID Mobile.



BWT-840001320 MCRL sostanze organiche TacticID Mobile - gruppo di azoto

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) per sostanze organiche - gruppo di azoto per TacticID Mobile.



BWT-840001321 Sostanze organiche TacticID Mobile MCRL - gruppo di ossigeno

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) per sostanze organiche - gruppo di ossigeno per TacticID Mobile.



BWT-840001322 Sostanze organiche TacticID Mobile MCRL - gruppo di zolfo

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) per sostanze organiche - gruppo di zolfo per TacticID Mobile.



66079320 MCRL TacticID Mobile - pesticidi

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) dei pesticidi per TacticID Mobile.



66079330

MCRL TacticID Mobile - sostanze biochimiche

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) delle sostanze biochimiche per TacticID Mobile.



66079340

MCRL TacticID Mobile - API

Libreria Raman completa Metrohm (MCRL) degli ingredienti farmaceutici attivi (API) per TacticID Mobile.

