




96X Elettrodo a membrana in carbonio

DRP-96X110-U4

96X Elettrodo a membrana in carbonio. Formato da 96 celle elettrochimiche a tre elettrodi. Nella parte posteriore della piastra vi sono stampati percorsi di contatto placcati in oro

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
DRP-CONNECTOR96X	Collega elettrodi a membrana DropSens formato 96X a qualsiasi tipo di (multi) potenziostato.

Collega elettrodi a membrana DropSens formato 96X a qualsiasi tipo di (multi) potenziostato. Due selettori rotanti manuali consentono di selezionare la lettera della riga (da A a H) e il numero della colonna (da 1 a 12) che identificano i pozzetti da analizzare.

