


Cella per elettrodi a membrana in PEEK

DRP-CELL-PEEK

Cella in PEEK per l'analisi in batch, con possibilità di aggiunta, a richiesta, di un agitatore e consigliata per i campioni disaerati e per la modalità di aggiunta standard. Adatta al funzionamento con tutto il catalogo di elettrodi a membrana, ma consigliata per l'utilizzo con elettrodi SPE in formato lavoro in soluzione.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
DRP-CAC	Connettore per cavi per elettrodi a membrana Collega elettrodi a membrana DropSens a qualsiasi tipo di potenziostato. Consigliato quando si lavora in batch o con analisi di flusso.	
DRP-CAST	Connettore cavo μ Stat per elettrodi a membrana Collega qualsiasi apparecchiatura DropSens con elettrodi a membrana DropSens	
DRP-CELLHOLDER	Porta cella Accessorio per l'utilizzo con CELLA e CELLA IN PEEK durante le operazioni di analisi in batch per il miglioramento della configurazione.	