




Porta cella

DRP-CELLHOLDER

Accessorio per l'utilizzo con CELLA e CELLA IN PEEK durante le operazioni di analisi in batch per il miglioramento della configurazione.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
DRP-CELL-PEEK	Cella per elettrodi a membrana in PEEK
	Cella in PEEK per l'analisi in batch, con possibilità di aggiunta, a richiesta, di un agitatore e consigliata per i campioni disaerati e per la modalità di aggiunta standard. Adatta al funzionamento con tutto il catalogo di elettrodi a membrana, ma consigliata per l'utilizzo con elettrodi SPE in formato lavoro in soluzione.



Cella in metacrilato per l'analisi in batch che permette l'agitazione opzionale ed è consigliata per i campioni disaerati e per la modalità aggiunta standard. Adatta al funzionamento con tutto il catalogo di elettrodi a membrana ma consigliata per l'utilizzo con SPE in formato lavoro in soluzione.

