



Cella in teflon per elettrodi a membrana - Vano conico

DRP-CFLWCL-CONIC-TEF

Cella conica in teflon adatta a essere utilizzata con elettrodi a membrana di formato standard con cella elettrochimica al centro della striscia. Sistema di chiusura con potenti magneti.

Accessori opzionali


Order no.	Descrizione
DRP-110GPH-U50	Elettrodo a membrana in carbonio modificato con grafene
	Elettrodo a membrana in carbonio modificato con grafene progettato per lo sviluppo di (bio)sensori con una maggiore area elettrochimicamente attiva.



DRP-CAC

Connettore per cavi per elettrodi a membrana

Collega elettrodi a membrana DropSens a qualsiasi tipo di potenziostato. Consigliato quando si lavora in batch o con analisi di flusso.



DRP-250BT-U75

Elettrodo a membrana in oro (AUX:Pt; REF:Ag) / Ink BT

Elettrodo a membrana in oro (AUX:Pt; REF:Ag) / Ink BT. Adatto a operare con microvolumi, per saggi decentralizzati o per sviluppare sensori specifici.



DRP-CAST

Connettore cavo μ Stat per elettrodi a membrana

Collega qualsiasi apparecchiatura DropSens con elettrodi a membrana DropSens



DRP-C013-U75

Elettrodo a membrana in argento (AUX:C; REF:Ag)

Elettrodo a membrana in argento (AUX:C; REF:Ag). Elettrodo di lavoro con diametro di 1,6 mm.

