



Cella di flusso in teflon - Solo elettrodo di lavoro

DRP-CFLWCL-WE-TEF

Cella di flusso wall-jet in teflon per FIA. Il suo o-ring racchiude solo l'elettrodo di lavoro. Adatta a essere utilizzata con elettrodi a membrana standard con cella elettrochimica al centro della striscia. Sistema di chiusura con potenti magneti. Raccordi inclusi.

Accessori opzionali


Order no.	Descrizione
DRP-110PANI-U50	Elettrodo a membrana in carbonio modificato con polianilina
	Elettrodo a membrana in carbonio modificato con polianilina progettato per lo sviluppo di (bio)sensori con una maggiore area elettrochimicamente attiva.



DRP-CAC

Connettore per cavi per elettrodi a membrana

Collega elettrodi a membrana DropSens a qualsiasi tipo di potenziostato. Consigliato quando si lavora in batch o con analisi di flusso.



DRP-710-U75

Elettrodo a membrana in blu di prussia/carbonio

Elettrodo a membrana in blu di prussia/carbonio. Ideale per la determinazione di perossido di idrogeno con un basso potenziale di determinazione.



DRP-CAST

Connettore cavo μ Stat per elettrodi a membrana

Collega qualsiasi apparecchiatura DropSens con elettrodi a membrana DropSens



DRP-550-U75

Elettrodo a membrana in platino (AUX:Pt; REF:Ag)

Elettrodo a membrana in platino (AUX:Pt; REF:Ag). Adatto a operare con microvolumi, per saggi decentralizzati o per sviluppare sensori specifici.

