




Cella di flusso - Solo elettrodo di lavoro

DRP-CFLWCL-WE

Cella di flusso wall-jet in metacrilato per FIA. Il suo o-ring racchiude solo l'elettrodo di lavoro. Adatta a essere utilizzata con elettrodi a membrana standard con cella elettrochimica al centro della striscia. Sistema di chiusura con potenti magneti. Raccordi inclusi.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
DRP-110CNT-U50	Elettrodo a membrana in carbonio modificato con nanotubi di carbonio a parete multipla
	Elettrodo a membrana in carbonio modificato con nanotubi di carbonio a parete multipla progettato per lo sviluppo di (bio)sensori con una maggiore area elettrochimicamente attiva.



DRP-CAC

Connettore per cavi per elettrodi a membrana

Collega elettrodi a membrana DropSens a qualsiasi tipo di potenziostato. Consigliato quando si lavora in batch o con analisi di flusso.



DRP-250BT-U75

Elettrodo a membrana in oro (AUX:Pt; REF:Ag) / Ink BT

Elettrodo a membrana in oro (AUX:Pt; REF:Ag) / Ink BT. Adatto a operare con microvolumi, per saggi decentralizzati o per sviluppare sensori specifici.



DRP-CAST

Connettore cavo μ Stat per elettrodi a membrana

Collega qualsiasi apparecchiatura DropSens con elettrodi a membrana DropSens

