





Cella di flusso in teflon per elettrodi interdigitati

DRP-FLWCL-IDE-TEF

Cella di flusso wall-jet in teflon per FIA. Adatta a essere utilizzata con elettrodi IDE rif. G-IDEAU10, G-IDEAU5, G-IDEPT10, G-IDEPT5, G-IDECONAU10 e G-IDECONPT10. Sistema di chiusura con potenti magneti. Raccordi inclusi.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
DRP-CACIDE	Connettore per cavi per elettrodi interdigitati/con substrato di vetro
	Collega elettrodi a membrana DropSens interdigitati su substrato di vetro a qualsiasi tipo di potenziostato



DRP-G-IDEAU10-U20 Elettrodi interdigitati in oro/linee e interruzioni da 10 micron/substrato di vetro

Elettrodi interdigitati in oro/linee e interruzioni da 10 micron/substrato di vetro



DRP-G-IDECONAU10-U20 Elettrodi interdigitati concentrici in oro/linee e interruzioni da 10 micron /substrato di vetro

Elettrodi interdigitati concentrici in oro/linee e interruzioni da 10 micron /substrato di vetro



DRP-G-IDEPT5-U20 Elettrodi interdigitati in platino/linee e interruzioni da 5 micron/substrato di vetro

Elettrodi interdigitati in platino/linee e interruzioni da 5 micron/substrato di vetro

