




Cella di flusso formato 8X per elettrodi a membrana

DRP-FLWCL8X

Cella di flusso wall-jet in metacrilato per eseguire misure simultanee in FIA. Adatta a essere utilizzata con elettrodi a membrana formato 8X. Sistema di chiusura con viti. Raccordi inclusi.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
DRP-8X110-U20	8X Elettrodo a membrana in carbonio
	8X Elettrodo a membrana in carbonio (AUX: Carbon; REF:Ag) assortimento elettrochimico a membrana formato da otto cellule elettrochimiche a 3 elettrodi. Progettato specificamente per lo sviluppo di analisi simultanee multiple.



DRP-CAC8X

Connettore per cavo per elettrodi a membrana formato 8X

Collega elettrodi a membrana DropSens formato 8X a qualsiasi tipo di (multi) potenziostato



DRP-CAST8X

Connettore cavo μ Stat 8000(P) per elettrodi a membrana formato 8X

Collega l'apparecchiatura μ Stat 8000(P) a elettrodi a membrana formato 8X

