



Kit per esperimenti di permeabilità dell'idrogeno

DRP-H2PERMKIT

Soluzione completa per l'esecuzione di esperimenti di permeabilità dell'idrogeno ai sensi della norma ASTM G148. Il kit include uno μ Stat-i Multi4 (4 canali a isolamento galvanico), una cella Devanathan-Stachurski e i connettori necessari per il cavo dell'elettrodo. Il software DropView 8400M consente all'utente di valutare la permeabilità del campione con un calcolo molto immediato.

Parti incluse DRP-H2PERMKIT

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	DRP-STAT-I-MULTIX	(Bi)potenziostato/galvanostato/strumento di analisi dell'impedenza (MultipleIS®) multicanale μ Stat-i MultiX

Strumento multicanale (bipotenziostato/galvanostato/EIS) con fino a 16 canali che consente la ricerca elettrochimica multidisciplinare e a più utenti.



1 PCS

DRP-HCELL

Cella H per esperimenti di permeazione dell'idrogeno

Questa cella è composta da due compartimenti elettrochimici in cui l'idrogeno viene prodotto nella cella di carico e rilevato nella cella di ossidazione. Tra le altre applicazioni, può essere utilizzata per la valutazione dell'assorbimento di idrogeno, della permeabilità e del trasporto in una gamma di membrane metalliche.



2 PCS

DRP-I-CABSTAT

Connettore cavo μ Stat per μ Stat-i 400s ed elettrodi a membrana doppi

Connettore cavo μ Stat per μ Stat-i 400s ed elettrodi a membrana doppi

