



Cella Raman per elettrodi a membrana

DRP-RAMANCELL

Cella di riflessione in teflon nera per l'esecuzione della spettroelettrochimica Raman con elettrodi a membrana in combinazione con rif. SONDA RAMAN.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
DRP-220BT-U75	Elettrodo a membrana in oro (AUX: Au; REF: Ag) / Ink BT

Elettrodo a membrana in oro (AUX: Au; REF: Ag) / Ink BT. Adatto a operare con microvolumi, per saggi decentralizzati o per sviluppare sensori specifici.



DRP-CAST

Connettore cavo μ Stat per elettrodi a membrana

Collega qualsiasi apparecchiatura DropSens con elettrodi a membrana DropSens



DRP-C013-U75

Elettrodo a membrana in argento (AUX:C; REF:Ag)

Elettrodo a membrana in argento (AUX:C; REF:Ag). Elettrodo di lavoro con diametro di 1,6 mm.



DRP-

RAMANPROBE

Sonda Raman

Sonda di riflessione progettata per essere utilizzata con una lunghezza d'onda di eccitazione singola da 785 nm (fino a 500 mW). Idonea per il funzionamento con la cella Raman DropSens per elettrodi a membrana o con qualsiasi configurazione Raman convenzionale.

