

Cella spettroelettrochimica UV-Vis/NIR per elettrodi convenzionali

DRP-REFLECELL-C

Cella per misure spettroelettrochimiche UV-Vis/NIR con elettrodi convenzionali.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
DRP-SPELEC1050	Strumento VIS-NIR SPELEC (350-1.050 nm) SPELEC1050 è uno strumento che consente di eseguire misure spettroelettrochimiche. Esso combina in un'unica scatola una fonte di luce, un bipotenziostato/galvanostato e uno spettrometro (intervallo di lunghezza d'onda VIS-NIR: 350-1.050 nm) e include un software spettroelettrochimico dedicato che permette la sincronizzazione degli esperimenti ottici ed elettrochimici.
DRP-SPELEC	Strumento UV-VIS SPELEC (200-900 nm) SPELEC è uno strumento che consente di eseguire misure spettroelettrochimiche. Esso combina in un'unica scatola una fonte di luce, un bipotenziostato/galvanostato e uno spettrometro (intervallo di lunghezza d'onda UV-VIS: 200-900 nm) e include un software elettrochimico dedicato che permette la sincronizzazione degli esperimenti ottici ed elettrochimici.
DRP-SPELEC-NIR	Strumento SPELEC NIR (900-2.200 nm) SPELEC NIR è uno strumento che consente di eseguire misure spettroelettrochimiche. Esso combina in un'unica scatola una fonte di luce, un bipotenziostato/galvanostato e uno spettrometro (intervallo di lunghezza d'onda NIR: 900-2.200 nm) e include un software spettroelettrochimico dedicato che permette la sincronizzazione degli esperimenti ottici ed elettrochimici.

