

Cella di trasmissione per elettrodi a membrana trasparenti

DRP-TRANSCCELL

Cella in teflon adatta a eseguire esperimenti di trasmissione con elettrodi a membrana trasparenti combinati con una lente di collimazione (rif. CLENS).

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
DRP-AUTR10-U20	Elettrodo in oro otticamente trasparente	
	Elettrodo in oro otticamente trasparente. Progettato specificamente per applicazioni spettroelettrochimiche.	
DRP-CAC-P	Connettore per cavi per elettrodi a membrana/substrato di plastica	
	Collega elettrodi a membrana DropSens su substrato di plastica a qualsiasi tipo di potenziostato	
DRP-ITO10-U20	Elettrodo a membrana ITO otticamente trasparente	
	Elettrodo a membrana ITO otticamente trasparente. Progettato specificamente per applicazioni spettroelettrochimiche.	

DRP-P10-U75

Elettrodo a membrana PEDOT otticamente trasparente

Elettrodo a membrana PEDOT otticamente trasparente. Progettato specificamente per applicazioni di elettrochemiluminescenza o spettroelettrochimiche.

