





Liquid Autosampler CIC (TEI)、30 ポジション

2.0136.0610

Liquid Autosampler CIC (TEI) は、液体サンプルを Combustion IC を用いて自動で分析するために使用されます。これは、Boat Introduction Modules (6.07311.010または6.07311.020)、および Liquid Introduction Module (6.07311.040) と組み合わせて使用することができます。

納品範囲 2.0136.0610

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.0136.0610	Liquid Autosampler CIC (TEI)、30 ポジション



1 PCS

6.7303.110

67303100 用セプタム、100 個

次のサンプルチェンジャーにて 67303100 ガラスバイアルと併せての使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



1 PCS

6.7303.100

ガラスバイアル、1.5 mL、100 個

次のサンプルチェンジャーでの使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



1 PCS

6.07313.040

Liquid Autosampler CIC (TEI) のための洗浄用/廃棄物用容器セット

Liquid Autosampler CIC (TEI) のための洗浄用/廃棄物用容器セット。



1 PCS

6.07311.290

Introduction Module (TEI) のためのセプタム

Introduction Modules (TEI) 6.07311.010、6.07311.020、6.07311.030 および 6.07311.040 の注入ポートのためのセプタム。



1 PCS

6.07313.020

Liquid Autosampler CIC (TEI) のためのボルトおよびスリーブ

針を Liquid Autosampler CIC (TEI) の移送チューブと接続するための 1/16" キャピラリー用のボルトおよび圧カスリーブ。



1 PCS

6.07313.110

CIC (TEI) のための交換針



1 PCS

6.07313.050

Liquid Autosampler CIC (TEI) 用 Prime Vial Set

Liquid Autosampler CIC (TEI) 調製用の Prime Vial のセット。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.07313.020	Liquid Autosampler CIC (TEI) のためのボルトおよびスリーブ 針を Liquid Autosampler CIC (TEI) の移送チューブと接続するための 1 /16" キャピラリー用のボルトおよび圧カスリーブ。 
6.07313.100	注射器 100 µL 手動注入 (TEI) 三つの Introduction Modules (6.07311.010、6.07311.020 または 6.07311.030) のうち一つを用いての液体サンプルの手動注入のための吐出シリンジ。 
6.07313.110	CIC (TEI) のための交換針 
6.7302.120	Quartz wool for 6.7302.110, 10 g 